

*Hyamira*<sup>®</sup>  
Soft-Basic-Forte

Una nuova generazione di filler per il trattamento delle imperfezioni del viso a base di acido ialuronico reticolato




# Hyamira®

## Soft-Basic-Forte

**HYAMIRA è un filler sterile ad alta tollerabilità, viscoelastico, a base di acido ialuronico reticolato ideale per applicazioni sottocutanee.**

L'azione di HYAMIRA si esplica nell'aumento del volume del tessuto dermoepidermico basato sulla naturale capacità delle molecole idrofiliche di acido ialuronico di richiamare una moderata quantità di acqua e legarsi a questa. Ciò permette di integrare la matrice intercellulare, riempiendo gli spazi intradermici, conferendo turgidità ai tessuti. La reticolazione dell'acido ialuronico contenuto nel prodotto rende l'effetto di riempimento più stabile e durevole nel tempo. Infatti a differenza dell'acido ialuronico lineare, HYAMIRA viene lentamente riassorbito dalla pelle nel giro di 6-8 mesi, donando alla cute trattata un aspetto naturale più a lungo. Il BDDE, usato come agente reticolante, oltre ad essere sicuro, offre risultati efficienti rispettando le richieste del mercato.


### Durata dell'effetto del trattamento



#### STUDI CLINICI:

Uno studio condotto da 10 specialisti (dermatologi, chirurghi plastici e medici estetici) su 145 pazienti (donne con un'età media di 50 anni) durante il corso di un anno ha mostrato una **eccellente durata del prodotto**.

### Indice medio di soddisfazione



Il questionario di soddisfazione compilato dagli specialisti coinvolti nello studio mostra un indice medio di soddisfazione (ASI) di 8/10 sia per i pazienti che per i medici. I parametri presi in considerazione nel questionario sono stati la malleabilità e tollerabilità del prodotto, il suo effetto immediato, il dolore avvertito durante il trattamento (che è risultato essere inesistente o ben tollerabile) e l'assenza di edema.

HYAMIRA è un dispositivo medico marcato CE 0373 iniettabile, apirogeno, riassorbibile, a base di acido ialuronico reticolato di origine non animale, prodotto tramite fermentazione batterica. Si presenta in forma di gel incolore monofasico contenuto in una siringa monouso di vetro pre-riempita, ergonomica, con raccordo Luer. La siringa, dotata di un supporto in plastica che ne aumenta la maneggevolezza, presenta una gradazione precisa che permette un controllo diretto e una facile lettura del volume del prodotto iniettato.

## Hyamira Soft

Trattamento delle rughe periorculari  
15 mg/ml



## Hyamira Basic

Trattamento di rughe periorali, è inoltre indicato per volumizzare il contorno delle labbra e le sopracciglia.  
20 mg/ml



## Hyamira Forte

Trattamento di rughe medio profonde del viso, aumento volumetrico degli zigomi, mento, dorso del naso, e labbra.  
25 mg/ml



Apharm srl  
via Roma, 26  
28041 Arona - Italy

Medical device



Distributore esclusivo per l'Italia:

Maya Beauty Engineering S.r.l.  
Via Collamarini, 21 - 40138 Bologna - ITALY  
Tel. +39 051 782368 Fax +39 051 782032  
www.mbemedicale.it