

Domande Frequenti

CHI E' UN BUON CANDIDATO PER FTC Lift?

I migliori candidati per FTC Lift sono donne e uomini che iniziano a sperimentare il comparire di rughe nella fronte con cute rilassata nel viso (guancia, sopracciglia, palpebra inferiore, profilo mandibolare), nel collo e nel corpo (addome, fianchi, interno coscia, braccia, glutei).

CHI PUÒ EFFETTUARE LA PROCEDURA FTC Lift ?

La procedura può essere eseguita solo da personale medico che abbia frequentato un adeguato corso di addestramento FTC lift e risulti abilitato all'uso degli stessi.

QUANDO TEMPO DURANO I RISULTATI ?

La durata dei risultati dipende dall'età del paziente, il grado di rilassamento cutaneo e il numero di fili utilizzati. Normalmente l'effetto dura 6 -8 mesi e può arrivare fino a 2 anni in caso di applicazione ripetuta dopo quattro/ sei mesi dal primo trattamento. I tempi di riassorbimento dei fili sono di circa sei - otto mesi.

E' SICURO L'UTILIZZO DI FTC Lift?

Sì, poiché ha passato i seguenti test di Sicurezza e Qualità:

- Dispositivo Medico di classe III ed in possesso di marchio CE 1293
- Registrato sul Repertorio Dispositivi medici del Ministero della salute
- Certificato PCPC (Personal Care Product Council)
- Sono stati effettuati vari test di sicurezza incluso il test su virus, micoplasma e batteri
- Clinicamente testato
- 100 % bio-riassorbibile


CI SONO COMPLICAZIONI o CONTROINDICAZIONI ?

Si tratta di una procedura molto sicura, le complicazioni sono molto rare, a parte piccoli effetti collaterali come piccoli ematomi ben controllabili.

Ci sono però alcune controindicazioni assolute, quali:

- Acne acuta e patologie dermatologiche in corso
- Infezioni sistemiche
- Allergie conosciute ai materiali
- Trattamento con immunosoppressori o Roaccutane®
- Importanti patologie tumorali o epatiche in corso

Disponibile presso lo studio:



mbe 
maya beauty engineering
MEDICAL DIVISION
Health matters

Via Collamarini, 21
40138 Bologna - ITALY
Tel. +39 051 782368
Fax +39 051 782032
www.mbemedicale.it
info@mayabeauty.it

FTC 
Fine Thread Contour Therapy PDO




mbe 
maya beauty engineering
MEDICAL DIVISION
Health matters

FTC Lift

Fine Thread Contour
il soft lifting non chirurgico



© Copyright Maya Beauty Engineering S.r.l. - Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata. - Le immagini hanno esclusivo valore indicativo.

I non tossici | anallergici | privi di metalli pesanti |

FTC Lift (Fine Thread Contour): IL SOFT LIFTING NON CHIRURGICO

FTC Lift (Fine Thread Contour) Soft Lifting non chirurgico

è un nuovissimo trattamento per viso e corpo eseguibile in ambulatorio che svolge una duplice funzione: da una parte crea una intensa biostimolazione dei tessuti e, dall'altra, fornisce un'efficace sostegno sulla struttura ceduta, sia cutanea che connettivale o muscolare.

Efficace e semplice da utilizzare, **FTC Lift** è un Dispositivo Medico che impiega microfilari in PDO (polidiossanone) riassorbibile.

Indolore e non invasiva, la procedura **FTC Lift** genera un ringiovanimento della pelle e dei tessuti con evidente effetto di soft lifting delle zone cedute.

Come funziona la procedura ?

Per effettuarla vengono utilizzati sottilissimi fili in PDO (polidiossanone) riassorbibile. Questo materiale, già utilizzato in chirurgia generale e specialistica per i fili di sutura, è completamente bio-assorbibile e antimicrobico.

Il filo in PDO assorbibile è posizionato all'interno di un ago sottilissimo che viene inserito delicatamente nel tessuto.

Una volta che l'ago è penetrato completamente, lo stesso viene sfilato ed il filo resta inserito ed impiantato nei tessuti.

Non è necessaria l'anestesia e sarà sufficiente raffreddare la parte trattata con ghiaccio secco.

Il trattamento è pressoché indolore. Non sono necessari tempi di recupero e si può tornare immediatamente alle attività quotidiane senza bisogno di camoufflage e trucco.

I risultati ?

Il risultato è naturale, progressivo e sempre più gradevole nel tempo migliorando, giorno dopo giorno, l'incarnato che acquista lucentezza, compattezza e tonicità.

Dopo circa 2 giorni è visibile un importante effetto di tonificazione e di sostegno ai tessuti lassi.

Inoltre, questo trattamento stimola e aumenta il metabolismo ed il flusso sanguigno delle zone trattate, con conseguente miglioramento della luminosità cutanea.

Dopo due / tre settimane, l'intensa stimolazione della naturale produzione di collagene, fattori di crescita e fibre elastiche permette la formazione di una struttura di sostegno con importante effetto "LIFTING".

Dopo diversi mesi l'effetto lifting è al suo massimo, poiché vi è stato un graduale incapsulamento del filo nel tessuto connettivo fibroso e la formazione di collagene attorno al filo stesso.

Dopo circa 6 – 8 mesi i fili in PDO sono stati completamente riassorbiti mediante azione idrolitica, in maniera del tutto naturale ed innocua, ma la biostimolazione e l'effetto lifting durano ancora, poiché il supporto meccanico prodotto dai fili, stabile per 6-8 mesi, avrà generato una importante stimolazione endogena i cui benefici saranno visibili molto più a lungo.

Quanto dura l'effetto?

L'effetto principale dura 6- 8 mesi, ma quattro/sei mesi dopo il primo trattamento il medico può decidere se è necessario impiantare altri fili, prolungando l'effetto fino a 2 anni , oppure procedere con altre tecniche ambulatoriali quali trattamenti strumentali, filler, laser.

I RISULTATI



Prima

Dopo



Prima

Dopo



Prima

Dopo

