

MicroPen

CE



MICRONEEDLING VERTICALE ANTI-FLOW

Il dispositivo **MICRO PEN** stimolando il naturale processo di riparazione cutanea, promuove la formazione di nuovo collagene ed elastina.

Inoltre, attraverso la creazione di microcanali nella pelle, **MICRO PEN** aiuta ad aumentare il grado di assorbimento dei principi attivi presenti nei prodotti applicati.

mbe

CARATTERISTICHE

Rispetto agli altri dispositivi automatici per terapia di microneedling verticale, le cartucce di MICRO PEN hanno delle peculiarità che le rendono particolarmente apprezzate dall'operatore:

SISTEMA "ANTI-FLOW"

Ogni cartuccia è concepita con uno speciale dispositivo "anti-flow" che evita il rischio di contaminazione con il sangue. Il dispositivo e le relative cartucce sono concepiti in modo che non avvenga l'ingresso involontario di fluidi attraverso il rivestimento della cartuccia.

Questo tipo di struttura permette di eseguire il trattamento in totale sicurezza, senza rischi per il paziente e per l'operatore.

36 AGHI



Le cartucce sono dotate di 36 aghi che permettono la creazione di un numero di microcanali triplo rispetto ai dispositivi tradizionali, generalmente dotati di 9-12 aghi.

SPESSORE DI 0,2mm

Lo spessore degli aghi di 0,20mm consente di attenuare il fastidio legato al trattamento, di ridurre i danni al tessuto derivanti dalla microperforazione e di non danneggiare gli aghi nel corso del trattamento.

AGO A FORMA ESAGONALE


Questa forma caratteristica permette di ridurre la superficie dell'ago a contatto con la pelle durante lo stimolo, attenuando la sensazione di fastidio per il paziente.

STERILIZZAZIONE AI RAGGI GAMMA

La sterilizzazione ai raggi gamma, certificata, garantisce un trattamento igienico e sicuro.

CARTUCCE NANO

Possibilità di lavorare anche con cartucce nano per una stimolazione superficiale del tessuto, preparatoria ad altri protocolli.



REGOLAZIONE LUNGHEZZA DEGLI AGHI

Regolabile da 0,25mm a 2,50mm. Il dispositivo consente in ogni momento di variare la lunghezza degli aghi in base alla tipo di protocollo impiegato, massimizzando la personalizzazione e l'efficacia del trattamento.

VELOCITA' REGOLABILE

5 livelli, 6.000 giri/min., 8.000 giri/min., 10.000 giri/min., 11.000 giri/min., 12.000 giri/min.

CORDLESS

il dispositivo funziona con batterie al litio ricaricabili, per una totale libertà di movimento dell'operatore durante il trattamento.

EFFETTI

- Rassodante e lifting
- Illuminante e schiarente
- Attenuazione di rughe e segni d'espressione (collo, viso, décolleté)
- Miglioramento delle cicatrici da acne e da ustione
- Miglioramento delle smagliature
- Trattamento della caduta dei capelli (alopecia)
- Ridimensionamento dei pori della pelle
- Coadiuvante nel trattamento dell'iperidrosi
- Agevola la penetrazione dei cosmetici applicati

DATI TECNICI

- Adattatore: 4.2V - 500MA
- Batteria al litio: 2pz
- Dimensioni: cm 14,3 x 3,10

La confezione include: 1 MICRO PEN, 4 cartucce (2x36 aghi + 2 NANO) + 1 adattatore

MBE is a G. TRADING COMPANY brand